

- ✓ **GUANTO BI-FASICO con LATO DETERGENTE e LATO BATTERICIDA**
- ✓ **Si usa INUMIDITO con ACQUA senza risciacquo**
- ✓ **LAVA la PELLE e LUCIDA il PELO semplificando la PULIZIA**
- ✓ **IGIENIZZA ed ELIMINA gli ODORI migliorando l'IGIENE degli animali**

Questo sistema brevettato, trasforma il concetto di igiene perché considera la pulizia non solo "semplice" rimozione dello sporco, ma anche disinfezione degli animali con contemporanea prevenzione igienica dell'ambiente domestico.

Poiché una eccessiva frequenza di lavaggi danneggia lo strato di LIPIDI presenti sulla cute, le periodiche TOELETTATURE non andrebbero fatte spesso, ma (a volte) possono essere NECESSARIE per il bene del nostro naso !!

Utilizzando questi prodotti BATTERICIDI si risolve il problema degli odori sgradevoli senza danneggiare la SALUTE dei nostri AMICI a 4 ZAMPE.


Se nell'uomo la VISTA è il senso più sviluppato, per gli animali è l'OLFATTO con il quale esplorano il mondo che li circonda, e sono sempre gli ODORI (non la vista o il gusto) che permettono a loro di riconoscere il CIBO.

Per non interferire con le funzionalità OLFATTIVE degli animali, questi articoli BATTERICIDI non utilizzano profumi per coprire gli odori, ma ne eliminano la causa.

Le proprietà BATTERICIDE degli IONI ARGENTO non derivano da TRATTAMENTI applicati sul tessuto ma dalla presenza di FILATI RICOPERTI di PURO ARGENTO che rimuovono per un prolungato utilizzo e con la massima efficacia, la quasi totalità (99,75%) degli agenti patogeni (germi, batteri, ecc.) ed altri microrganismi presenti nel SEBO cutaneo e nel mantello.



PULIZIA E IGIENE in una carezza



Bastano pochi minuti ed un guanto speciale!

Non sei stufo?

Ore e Soldi spesi per eliminare CATTIVI ODORI e BATTERI!

Realizzato con filati d'argento ad azione battericida*

- ✓ **PULIZIA GARANTITA** senza schiuma e detersivi
- ✓ **IGIENE TOTALE** senza disinfettanti
- ✓ **ODORI SCOMPARI** senza troppe toelettature

Puoi usare lo stesso guanto per più animali senza alcun rischio.

ARTICOLO BI-FASICO BREVETTATO - Dep. n. 2020210662

RIUTILIZZABILE PER OLTRE 350 TRATTAMENTI

all'interno foglio illustrativo COMPOSIZIONE e PROPRIETÀ dei TESSUTI, ISTRUZIONI ed AVVERTENZE per L'USO



Scegli prodotti RIUTILIZZABILI, NON USA e GETTA

*L'attività Battericida dei tessuti realizzati con filati in Argento è certificata dalla normativa internazionale UNI EN ISO 20645.

I prodotti *SalusPET Ag* sono distribuiti da: FABE ITALY srl
Via Beppino Smania, 1 - 35129 Padova



info@fabeitaly.com
www.fabeshop.it
www.saluspetag.it
SERVIZIO CLIENTI
+39 049 8364177



MODALITÀ D'USO DEL GUANTO

LATO DETERGENTE (verde) in SPUGNA

SaluSclean

Dopo aver SPAZZOLATO BENE il PELO, passare il GUANTO bagnato SOLO d'ACQUA su MUSO, CORPO, CODA, ZAMPE e POLPASTRELLI, per RIMUOVERE in modo NATURALE, ogni traccia di sporcizia.

A differenza delle normali spugne (da usare con saponi) in questo "brevettato" GUANTO, è presente una SPECIALE fibra (contenente IONI ARGENTO), che permette un'AZIONE DETERGENTE contemporanea a quella IGIENIZZANTE con il SOLO uso di normale ACQUA.



LATO ANTIBATTERICO (grigio) in MULTIFIBRA

Silvercare

Dopo aver effettuato il TRATTAMENTO DETERGENTE, BAGNARE il GUANTO (in misura maggiore in presenza di pelo lungo) ed eseguire un delicato e ripetuto massaggio su tutto il corpo dell'animale, affinché gli IONI Ag+ (presenti nel Filato ARGENTO ed attivati dall'acqua) possano effettuare sul PELO e sulla CUTE, una IGIENICA azione ANTISETTICA per la rimozione degli odori, **SENZA l'utilizzo di saponi disinfettanti.**



Grazie ai FILATI (ricoperti in ARGENTO/CARBONIO) questo GUANTO esegue un trattamento 100% NATURALE sia di DETERGENZA che di CONTRASTO alla proliferazione dei microrganismi presenti nel SEBO cutaneo e nel MANTELLO, che sono la causa degli odori sgradevoli. Inoltre, grazie alle proprietà dei FILATI, l'uso del GUANTO migliora la micro-circolazione del sangue ed esegue un'azione cicatrizzante e dermo-protettiva.

ISTRUZIONI
LAVAGGIO



(importante: lavare a mano con sapone "tipo" MARSIGLIA, assolutamente **SENZA** ammorbidenti e/o candeggianti)

NOTE & SUGGERIMENTI:

Per l'ottimale pulizia del guanto dopo i trattamenti, è sufficiente effettuare un semplice LAVAGGIO A MANO in acqua fredda con sapone (es. Marsiglia), e lasciare che si asciughi in luogo areato, gli IONI Ag+ presenti nel tessuto, ne determineranno l'auto-igienizzazione.

Per mantenere inalterate le proprietà del guanto, NON utilizzare la lavatrice e NON USARE detersivi liquidi, ammorbidenti e candeggianti.

E' possibile usare lo stesso guanto per più animali, in quanto la trasmissione dei batteri ed altri agenti patogeni è totalmente inibita dalla presenza degli IONI Ag+ (ARGENTO).

Per il giornaliero TRATTAMENTO di PULIZIA (es. al rientro dalla passeggiata), l'operazione può richiedere uno o più minuti, in base alla quantità di sporco da rimuovere, della lunghezza del pelo, della taglia, ecc..

Anche il TRATTAMENTO IGIENIZZANTE è consigliato ogni giorno, e la rimozione dell'odore può richiedere due o più minuti, a seconda della dimensione del corpo, della situazione ambientale (es. caldo o pioggia), e (per i cani) anche della razza, per i diversi tipi di mantello (più o meno ricco di sottopelo) con diverse oleosità.

IMPORTANTE: Per eliminare gli odori, (cioè contrastare la proliferazione dei germi, batteri, ecc. prodotti dall'ossidazione del SEBO cutaneo nonché quelli presenti nel PELO) è consigliato eseguire il trattamento DISINFETTANTE con regolarità. Tutti i TESSUTI utilizzati sono PRODOTTI IN ITALIA ed ESENTI da sostanze nocive per la salute.

Comp. SPUGNA : 80% PL (EVO-TEX silver ions) - 20% PU

Comp. MULTIFIBRA : 70% PL (EVO-TEX) - 24% PU - 6% F.Argento/Carbonio

Altri articoli della Collezione **SalusPET Ag**



DITALE per l'IGIENE ORALE in MicroSPUGNA e Fibra ARGENTO ANTIBATTERICO per la rimozione di placca e tartaro dai DENTI e la disinfezione del cavo orale.



PANNO bi-fasico ANTI-BATTERICO in tessuto multistrato di SPUGNA più Fibra ARGENTO per l'IGIENE degli OCCHI e delle ORECCHIE.

ISTRUZIONI
LAVAGGIO



(importante: lavare a mano con sapone "tipo" MARSIGLIA, assolutamente **SENZA** ammorbidenti e/o candeggianti)